


FREESTYLE® COMFORT®

Concentratore di ossigeno portatile

Il futuro è qui

Grazie alla sua forma ergonomica, il leggero e conveniente concentratore di ossigeno FreeStyle® Comfort® segue le curve naturali del corpo, rendendolo estremamente comodo da indossare in passeggiata. Approvato dalla FAA per l'uso a bordo degli aerei commerciali e dotato di batterie sostituibili dall'utilizzatore, questo nuovo dispositivo per ossigenoterapia le consentirà di trascorrere periodi più lunghi fuori casa. Inoltre potrà contare su opzioni di estensione della garanzia per una maggiore serenità. Ora può aspettarsi di più dal suo concentratore di ossigeno portatile.



UNA SOLUZIONE LEGGERA

Grazie a un peso di soli 2,3 kg, FreeStyle® Comfort™ può seguirla ovunque lei decida di andare.


Provi la comodità di un dispositivo indossabile che potrà trasportare con o senza custodie mediante una tracolla imbottita e antiscivolo.



RESPIRI MEGLIO E SI PREOCCUPI MENO

La nostra tecnologia di rilevamento del respiro UltraSense™ assicura l'erogazione di ossigeno quando necessario.

Le batterie sostituibili dall'utilizzatore consentono di prolungare i periodi trascorsi fuori casa e di mantenersi attivi grazie a una carica che dura fino a 8 ore.



COMODO DA INDOSSARE, FACILE DA USARE

Grazie al profilo curvo ed ergonomico che segue le curve naturali del corpo, il dispositivo è più comodo da indossare in giro.

L'interfaccia a colori di semplice utilizzo aumenterà le sue aspettative rispetto ai concentratori di ossigeno portatili.



Informazioni di contatto CAIRE
www.cairemedical.com

CONSULTI LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE. Consulti le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

© 2018 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati.

FREESTYLE® COMFORT®

Concentratore di ossigeno portatile

Comprende

- Concentratore portatile
- Borsa per il trasporto
- Gruppo batterie
- Alimentatore universale CA/CC e cavi
- Tracolla
- Tecnologia UltraSense™
- Altri articoli disponibili

Caratteristiche del prodotto

- Gruppo batterie sostituibile dall'utilizzatore, con durata della carica fino a 4 ore con l'impostazione 2
- Facile da indossare grazie alla tracolla
- Approvato dalla FAA per l'uso a bordo degli aerei commerciali
- Completamente utilizzabile con l'alimentazione da casa (CA) o dei veicoli a motore (CC)
- Interfaccia facile da usare

Specifiche

PORTATA

Impostazioni 1-5

DIMENSIONI

25,4 x 18,5 x 7,9 cm
Gruppo batterie a 8 celle

PESO

2,3 kg
Gruppo batterie a 8 celle

LIVELLO SONORO

43 dB(A) con l'impostazione 2

DURATA DELLA BATTERIA

Batteria singola con l'impostazione 2: fino a 4 ore

Batteria doppia con l'impostazione 2: fino a 8 ore

GARANZIA

3 anni su FreeStyle® Comfort™ (compresi i setacci molecolari)

1 anno su batteria e alimentatori



Accessori disponibili



GRUPPO BATTERIE A 8 CELLE



GRUPPO BATTERIE A 16 CELLE



BORSA PER IL TRASPORTO



CARICABATTERIE DA TAVOLO DEL GRUPPO BATTERIE (OPZIONALE)



ALIMENTATORE CA (TUTTI I CAVI INCLUSI)



CAVO DI ALIMENTAZIONE CC



FILTRO ESTERNO PER GROSSO PARTICOLATO

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI:

- Tracolla
- Borsa per il trasporto degli accessori