

SHEDA TECNICA

Maschera Nasale a cuscinetti **PILAIRO Q™**
completa di due diverse fasce nicali intercambiabili

CODICE: 400421

PILAIRO Q™

REV 22-06-2015 _____ Pag 1 di 3 _____

Nome Commerciale: Maschera nasale a cuscinetti **PILAIRO Q™** ventilata per CPAP e BiLevel (**misura universale**) completa di due diverse fasce nicali intercambiabili: una regolabile e una elastica

Codice: 400421
Marcatura: CE
Classe CE: IIa
Riferimenti Normativi: 93/42/EEC
Confezionamento: Singolo
Codice CND: R03010102
Codici RDM: 1108346/R
LATEX FREE

Prodotto da: Fisher&Paykel HealthCare Ltd.
Stabilimenti: Auckland - New Zealand
Distribuito da: Fisher&Paykel HealthCare S.A.S.

Immagine:



SHEDA TECNICA

Maschera Nasale a cuscinetti **PILAIRO Q™**
completa di due diverse fasce nicali intercambiabili

CODICE: 400421

PILAIRO Q™

REV 22-06-2015 _____ Pag 2 di 3 _____

Descrizione:

La maschera a cuscinetti nasali **PILAIRO Q™** è progettata per garantire il massimo comfort del paziente senza rinunciare alle prestazioni.

L'innovativo cuscinetto **AirPillow™** auto conformante e la scelta tra due diversi nicali garantiscono massima versatilità

Grazie al rivoluzionario cuscinetto **AirPillow™** e al peso di soli 52 grammi, la maschera nasale a cuscinetti **PILAIRO Q™** porta comfort, tenuta e facilità d'uso a livelli ottimali.

➤ Cuscinetto Airpillow™

Morbido, confortevole ed efficace, è progettato per auto gonfiarsi con il flusso della CPAP e garantire una tenuta efficace e confortevole nel e attorno al naso.

Gonfiandosi alleggerisce il peso della maschera che rimane "in sospensione" e può muoversi e girare in qualsiasi direzione garantendo un comfort ottimale senza compromettere l'aderenza del cuscinetto stesso.

Il cuscinetto in silicone **Airpillow™** a misura universale ha uno spessore variabile (tecnologia VTS™) per alleggerire la pressione dello stesso nei punti di maggior contatto con il naso.

➤ Due diverse fasce nicali intercambiabili:

Fascia Nucale Stretchwise™

Realizzata in soffice fibra elasticizzata priva di lattice, grazie alle proprietà elastiche del materiale utilizzato, la fascia nucale **Stretchwise™** si auto-adatta a chi la indossa senza la necessità di complicate regolazioni manuali.

OPPURE

Fascia Nucale Regolabile

A regolazione manuale per garantire una stabilità e una versatilità ancora maggiori

➤ Nuovo Diffusore d'aria con filtro "Q cover"

Ancora più silenziosa della versione precedente, realizzato per garantire che il flusso in uscita sia indirizzato lontano dal paziente e da chi dorme vicino, per un sonno silenzioso e tranquillo.

➤ Tubo flessibile

Il tubo di erogazione è leggero, flessibile e progettato per ridurre al minimo la pressione e la trazione esercitate dalla maschera sul viso.

La giuntura a sfera garantisce una maggiore flessibilità nel movimento e nel posizionamento del tubo.

SHEDA TECNICA

Maschera Nasale a cuscinetti **PILAIRO Q™**
completa di due diverse fasce nicali intercambiabili

CODICE: 400421

PILAIRO Q™

REV 22-06-2015 _____ Pag 3 di 3 _____

- Unica misura universale
- Solo tre semplici parti: facile da pulire e ri-assemblare
- Rapida e semplice da indossare

Codice per ordini: **400421**
Maschera nasale a cuscinetti PILAIRO Q™

Contenuto della confezione:

- Maschera nasale a cuscinetti nasali **PILAIRO Q™**
- Cuscinetto in silicone **AirPillow™** - misura universale
- Due diverse fasce nicali intercambiabili:
Fascia Nucle **Stretchwise™**
e Fascia Nucle **Regolabile**
- Semplice Guida per indossare la maschera
- Manuale d'uso multilingua

Caratteristiche della maschera:

- Spazio morto:: 67cc
- **Flusso aria in uscita:** vedi tabella riportata nelle istruzioni d'uso della maschera

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo il manuale d'uso e/o il manuale tecnico