

Mirage™ Quattro FX – Full Face Mask Non Vented

61752 Mirage™ Quattro FX NV EUR3 – Small
61753 Mirage™ Quattro FX NV EUR3 – Medium
61754 Mirage™ Quattro FX NV EUR3 – Large

CE 0123

Maschera oro-nasale per ventiloterapia non ventilata

Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE

Progressivo di sistema attribuito al DM: 466515/R

Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia)

Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.

Anno di immissione sul mercato: 2011



La maschera Mirage™ Quattro FX Non Vented è una maschera facciale (oro-nasale) per ventiloterapia senza fori per l'esalazione della CO₂ incorporati (necessita pertanto di valvola espiratoria aggiuntiva).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici, presso-volumetrici e volumetrici che richiedono una maschera senza valvola espiratoria inclusa.

La maschera Mirage™ Quattro FX è composta da una cuffia in triplo strato di neoprene dotata di clips ed una scocca in policarbonato su cui è montato il cuscinetto a doppia membrana in silicone al 100%.

La maschera viene fornita assemblata e pronta all'uso.

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche, presso-volumetriche e volumetriche in commercio che utilizzano un circuito doppio o singolo con valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.