

Mirage Swift FX™

61503 Mirage Swift FX™

CE 0123

Maschera nasale per ventiloterapia – Con fori per l'esalazione della CO₂

Classificazione CND: R03010199 - MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE

Progressivo di sistema attribuito al DM: 229384/R

Produttore – ResMed (1 Elisabeth MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia)

Garanzia – 90 giorni dopo la data d'acquisto.

Anno di immissione sul mercato: 2009



La maschera Mirage Swift FX™ è una maschera nasale per ventiloterapia con fori per l'esalazione della CO₂ incorporati (non necessita perciò di valvole espiratorie aggiuntive).

Utilizzabile con tutti i tipi di ventilatori pressometrici che richiedono una maschera con valvola espiratoria inclusa.

La maschera Mirage Swift FX™ e le bretelle di bloccaggio sono interamente costituite da materiali morbidi.

E' composta da tre parti: cuscinetti nasali a doppia membrana in silicone, mount con fori di esalazione della CO₂ e bretella reggimaschera in silicone con fascia posteriore in neoprene.

La maschera viene fornita preassemblata. Sono inclusi nella confezione le tre diverse misure di cuscinetti, disponibili anche come parti di ricambio

La maschera non contiene latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

Quando la maschera è utilizzata con apparecchiature ResMed impostare il tipo di maschera come "SWIFT", per ottenere un funzionamento ottimale dell'apparecchio.

La maschera può essere utilizzata con la maggior parte delle apparecchiature pressometriche in commercio che utilizzano un circuito singolo senza valvola espiratoria.

Nel libretto di istruzioni incluso nella confezione, si trovano anche le indicazioni dettagliate per la cura e la pulizia.

Curva di pressione-flusso

La maschera è dotata di un sistema di aerazione passivo al fine di scongiurare il rischio di respirazione dell'aria precedentemente esalata. Il flusso d'esalazione potrebbe variare in seguito a variazioni di fabbricazione.

