

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEMA TECNICA DISPOSITIVI MEDICI

(rif. Direttiva CEE 93/42 CEE
integrata e modificata dalla
Direttiva CEE 2007/47)

CODICE:

- HT15

Rev01

Data: 23/07/2018

Nome prodotto	Circuito riscaldato DreamStation
Immagine	

Dettaglio codici	HT15 Circuito riscaldato DreamStation		
	Codice	CND	RDM
CND & RDM	HT15	Z1203019080	1494967/R
Fabbricante	Respironics INC.	Paese di origine	USA
Anno inizio Produzione	2015		
Anno inizio Commercializzazione	2016		
Mandatario in EU	Respironics Deutschland		
Classificazione 93/42 ~ 2007/47	IIa		
Organismo Notificato Marchio CE	TÜV SUD – CE0123		
Norme applicate	Fare riferimento alla Dichiarazione di Conformità		

PHILIPS

Philips S.p.A.
Healthcare - Respironics
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEMA TECNICA **DISPOSITIVI** **MEDICI**

(rif. Direttiva CEE 93/42 CEE
integrata e modificata dalla
Direttiva CEE 2007/47)

CODICE:

- HT15

Rev01

Data: 23/07/2018

DATI TECNICI:	<p>Il circuito riscaldato è un accessorio opzionale che viene utilizzato, insieme all' Umidificatore. Ciò è reso possibile controllando la temperatura dell'aria che non deve raffreddarsi prima di raggiungere la maschera. Sul manuale Umidificatore riscaldato DreamStation sono incluse le istruzioni che descrivono come collegare e gestire il tubo riscaldato comprese le istruzione per la pulizia. Per le impostazioni che riguardano come regolare la temperatura del tubo riscaldato, consultare il manuale del dispositivo terapeutico.</p> <p>Specifiche dei tubi riscaldati Pressione massima consigliata 25 cm H2O Diametro interno 15 mm Specifiche di lunghezza 1,83 m Intervallo di temperatura dei tubi riscaldati da 16 a 30 °C Limite di temperatura dei tubi riscaldati ≤41 °C Specifiche del materiale Componenti elettrici e in plastica flessibile Specifiche elettriche (i tubi riscaldati vengono alimentati dall'umidificatore riscaldato collegato) Fare riferimento alla sezione "Specifiche elettriche" delle specifiche dell'umidificatore riscaldato DreamStation Specifiche ambientali Fare riferimento alla sezione "Specifiche ambientali" delle specifiche dell'umidificatore riscaldato DreamStation N.B. NON E' RILEVATA PRESENZA DI LATTICE NATURALE Confezionamento: Riutilizzabile – clinicamente pulito Imballaggio: Confezione da 1 pz</p>
Smaltimento:	<p>Conforme alle direttive WEEE/RoHS sul riciclaggio (smaltimento delle apparecchiature elettriche ed Elettroniche/limitazioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Se nell'area d'uso si applicano le direttive di riciclaggio WEEE/RoHS, fare riferimento al sito Internet www.philips.com per ottenere il documento necessario al riciclaggio del prodotto</p>
Avvertenze e Controindicazioni	<p>Fare riferimento al manuale Umidificatore riscaldato DreamStation</p>