

# AirSep® VisionAire™ 5

CONCENTRATORE DI OSSIGENO STAZIONARIO

## CONCENTRATORE ESENTE DA MANUTENZIONE

Grazie a una progettazione unica che elimina gli onerosi programmi di manutenzione preventiva, è possibile sfruttare al massimo il VisionAire senza doversi preoccupare dei costi legati alla sostituzione dei filtri o delle chiamate di emergenza.

### ● CAIRE investe in qualità

Le modifiche di progetto apportate nel novembre del 2013 hanno aumentato notevolmente la robustezza complessiva e migliorato l'affidabilità delle valvole e dei setacci molecolari. Questo ha ridotto il tasso di rottura ai livelli più bassi, definendo un nuovo standard per i migliori concentratori a 5 l/min.

### ● Costi di gestione ridotti

La combinazione di tassi di rottura bassi e l'assenza di costi per le manutenzioni preventive crea un concentratore stazionario ad alte prestazioni con un costo gestionale ridotto.

### ● Leggero ed efficiente dal punto di vista energetico

Con soli 13,6 kg e maniglie laterali e superiori, VisionAire™ 5 è uno dei concentratori stazionari più leggeri e facili da muovere.

Incredibilmente efficiente, con un assorbimento di appena 290 W a tutte le impostazioni, è un punto di riferimento della gamma a 5 l/min.



  
**CAIRE**®  
A Chart Industries Company

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500  
Ball Ground, GA 30107  
770.721.7759 | Numero verde 1.800.482.2473  
[www.CAIREmedical.com](http://www.CAIREmedical.com)

  
®

Copyright 2016 Chart Industries  
ML-CONC0082-5 Rev A

## FUNZIONALITÀ PER IL FORNITORE

- Sistema esente da manutenzione
- Leggero e facile da trasportare
- Sistema di allarme acustico chiaro per una diagnosi semplice
- Flussimetro bloccabile
- Display a doppia funzione

## FUNZIONALITÀ PER IL PAZIENTE

- Struttura compatta
- Basso consumo elettrico di 290 W a tutte le portate
- Flussimetro angolato di facile lettura
- Funzionamento semplice e silenzioso
- Nessun filtro di ingresso da pulire

## FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA

- Interruttore automatico resettabile
- Plastica antifiamma
- Flussimetro protetto
- Sensore dell'ossigeno opzionale
- Valvola di massima pressione del compressore



### SPECIFICHE

Flusso	1,0 - 5,0 l/min
Concentrazione O <sub>2</sub>	90 % (+5,5 / -3%)
Dimensioni	52,8 x 35,8 x 29,2 cm
Peso	13,6 kg
Livello sonoro	45 dB(A)
Condizioni di esercizio	Da 4 a 40 °C, 15-95% di umidità
Condizioni di conservazione	Da -20 a 60 °C, 15-95% di umidità
Consumo elettrico	290 W (tutte le portate)
Allarmi	Guasto di alimentazione, Pressione elevata, Pressione bassa, Assenza di flusso, Concentrazione di O <sub>2</sub> bassa (opzionale)
Garanzia	3 anni
Programma di manutenzione	Nessuno
Cannula	15,2 m max

### INFORMAZIONI PER L'ORDINE

**VisionAire™ 5 include:** concentratore stazionario, tubo adattatore per umidificatore, manuale d'uso

**AS098-1** 115 V/60 Hz, Cavo USA, Non-OM

**AS098-4** 115 V/60 Hz, Cavo USA, OM

**AS098-5** 230 V/50 Hz, Cavo Europa, OM

**AS098-7** 230 V/50 Hz, Cavo Regno Unito, OM

**AS098-15** 230 V/50 Hz, Cavo Svizzera, OM

**AS098-17** 230 V/50 Hz, Cavo Australia, OM

**AS098-2** 230 V/50 Hz, Cavo Europa, Non-OM

**AS098-18** 230 V/50 Hz, Cavo Regno Unito, Non-OM

**AS098-6** 230 V/60Hz, Cavo Europa, OM

**AS098-3** 230 V/60Hz, Cavo Europa, Non-OM

**AS098-20** 230 V/60Hz, Cavo Regno Unito, OM

*\*possono essere disponibili cavi per altri Paesi; contattare il servizio clienti\**