

F&P Nova Micro

Maschera a olive nasali

MicroPillows™. Less is best.™ 1



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P Nova Micro

Un'esperienza di sonno naturale

F&P Nova Micro™ è la nostra maschera più piccola e leggera di sempre². Grazie a un peso inferiore a 40 grammi, alcuni pazienti hanno riferito di avere la sensazione di non indossare nemmeno una maschera.

Compattezza senza compromessi

Il cuscinetto e la struttura compatti poggiano vicino al viso, garantendo stabilità e libertà di movimento e consentendo ai pazienti di dormire nella posizione che preferiscono.



Scansionare il codice QR per
ottenere maggiori informazioni



Morbido cuscinetto MicroPillows

La maschera è dotata del nostro morbido cuscinetto MicroPillows che si inserisce delicatamente nelle narici e si gonfia adattandosi al naso del paziente.



Prestazioni

„100%”

dei partecipanti allo studio ha valutato le prestazioni complessive come “buone” o “molto buone”.³

Fasce nucali facili da regolare

Indossare la maschera è facile grazie alle regolazioni su entrambi i lati che consentono ai pazienti di regolare con precisione le fasce nucali su ciascun lato del viso.

F&P Nova Micro

Tre componenti

Codici prodotto

| Codice | Descrizione |
|----------|--|
| NVPISU | Maschera a olive nasali Nova Micro - Small |
| NVPIMU | Maschera a olive nasali Nova Micro - Medium |
| NVPILU | Maschera a olive nasali Nova Micro - Large |
| NVPISSU | Maschera a olive nasali e doppio cuscinetto Nova Micro - Small/Small |
| NVPIMMU | Maschera a olive nasali e doppio cuscinetto Nova Micro - Medium/Medium |
| NVPILLU | Maschera a olive nasali e doppio cuscinetto Nova Micro - Large/Large |
| NVPISMLU | Maschera a olive nasali Nova Micro - Multitaglia S/M/L |

Parti di ricambio

| Codice | Descrizione |
|-----------|--|
| 400NVP111 | Cuscinetto di ricambio per maschera a olive nasali Nova Micro - Small |
| 400NVP112 | Cuscinetto di ricambio per maschera a olive nasali Nova Micro - Medium |
| 400NVP113 | Cuscinetto di ricambio per maschera a olive nasali Nova Micro - Large |
| 400NVP121 | Fascia nucale di ricambio per maschera a olive nasali Nova Micro |
| 400NVP141 | Gruppo struttura di ricambio per maschera a olive nasali Nova Micro |

Struttura compatta, circuito, raccordo

Fascia nucale
Taglia unica

Cuscinetto
MicroPillows
S, M, L



F&P myMask™ app

Fornisce istruzioni ai pazienti sull'uso della maschera tramite video dettagliati su come indossare, regolare e pulire la maschera. Scaricare F&P myMask App. Scansionare il codice QR o scaricarla direttamente.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Leggere sempre l'etichetta e le istruzioni d'uso. Solo su prescrizione. Questo prodotto potrebbe non essere adatto a tutti. L'operatore sanitario indicherà se questo prodotto è adatto al paziente/alla sua condizione. Se i sintomi persistono, contattare il proprio operatore sanitario.

1. Una maschera più piccola può comportare un minore contatto della maschera con il viso, riducendo potenzialmente effetti indesiderati quali fastidio, irritazione facciale e segni rossi lasciati sul viso. 2. F&P Nova Micro è la maschera per terapia CPAP di F&P Healthcare più leggera e volumetricamente più piccola.

Il volume considerato della maschera esclude il circuito. 3. 39 partecipanti su 39 hanno valutato le prestazioni complessive della maschera F&P Nova Micro nel naso come "buone" o "molto buone". Nel 2022, Fisher & Paykel Healthcare ha condotto uno studio di convalida interno su 39 partecipanti negli Stati Uniti.

F&P, F&P Nova, Nova, Nova Micro, MicroPillows, Less is best e myMask sono marchi commerciali di Fisher & Paykel Healthcare Limited. Per le informazioni sui brevetti, fare riferimento al sito www.fphcare.com/ip. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google Inc. 633140 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Fisher & Paykel
HEALTHCARE