



BREATHWEAR

YF-02

MASK



Tipo:	Maschera Oronasale
Intervallo di Pressione Terapia:	4-30 cmH ₂ O
Connessione Tubo:	22mm
Resistenza al Flusso (A 50 L/min):	<0,5 cmH ₂ O
Resistenza al Flusso (A 100 L/min):	<1,5 cmH ₂ O
Resistenza Espiratoria con Valvola Anti-Asfissia Aperta (A 50 L/min):	<2,0 cmH ₂ O
Resistenza Inspiratoria con Valvola Anti-Asfissia Aperta (A 50 L/min):	<2,0 cmH ₂ O
Pressione della Valvola Anti-Asfissia Aperta:	<2,0 cmH ₂ O
Pressione della Valvola Anti-Asfissia Chiusa:	<2,0 cmH ₂ O

COMFORT E INNOVAZIONE



DESIGN SENZA SUPPORTO FRONTALE

Offre un ampio campo visivo, rendendolo perfetto per leggere, guardare la TV o usare uno smartphone durante la terapia.



CUSCINO ULTRA-MORBIDO

Garantisce una vestibilità comoda e aderente con una pressione minima sul viso, riducendo il rischio di irritazioni cutanee.



SISTEMA DI VENTILAZIONE SILENZIOSO

Il design avanzato del flusso d'aria minimizza il rumore, creando un ambiente di sonno tranquillo sia per l'utente che per il partner.



FACILE ASSEMBLAGGIO E PULIZIA

Design intuitivo con meno componenti per un rapido assemblaggio e una manutenzione senza problemi.



LEGGERO E DUREVOLE

Materiali di alta qualità lo rendono leggero ma resistente, assicurando comfort a lungo termine e prestazioni affidabili.



JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD

Manufacturing Address: No.1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang, Jiangsu Province, P.R.China

Tel: 86-0511-8690 0859 86-0511-8690 0860

E-mail: yuwellsales@yuyue.com.cn; sales@yuyue.com.cn

www.yuwell.com

f | t | in | @ | Yuwell Global