Contatti utili:

➤ **Sito web:**
www.respiraire.it

➤ **Numero verde:**
800602300

Fabbricante:
Besmed Health Business Corp.
No. 2, Lane 106, Wu-Kong 3rd Rd,
Wu-ku District, New Taipei City, Taiwan 24888
Tel: 886-2-2290-3961 (ext. 323)
Fax: 886-2-2299-9076
E-mail: info@besmed.com
Web-site: www.besmed.com

Distributore:
Air Liquide Medical Systems S.r.l.
Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALIA
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551
it.medicaldevice.airliquide.com

E' un dispositivo medico Classe I
Materiale riservato ai soli operatori sanitari.

cod. 810452 rev. 05/2025

Air Liquide HEALTHCARE

Air Liquide HEALTHCARE

AIRTERA


Dispositivo per la terapia PEP con oscillazione



AIRTERA


AIRTERA è un dispositivo monopaziente per la **terapia a pressione espiratoria positiva con oscillazione (OPEP)** per pazienti che soffrono di malattie polmonari (BPCO, asma, Fibrosi Cistica) con problemi secretori atelettasici.
La terapia OPEP fornisce PEEP e aria vibrante che aiuta gli alveoli a espandersi e a rimuovere il muco dai polmoni.

L'esclusiva tecnologia di oscillazione della pressione (brevettata) permette al dispositivo di poterlo usare in diverse posizioni. Il paziente può scegliere liberamente se sedersi, stare in piedi, reclinarsi o sdraiarsi durante l'utilizzo.



Principali vantaggi

- Rimozione naturale del muco
- Non prevede l'uso di farmaci
- Facile da usare e da pulire



Caratteristiche tecniche

- Design ergonomico del boccaglio
- Guscio trasparente per una migliore visibilità
- Diversi livelli di resistenza impostabili



Resistenza regolabile



- Possibilità di utilizzo con ampolla per aerosolterapia

- Include pratico supporto per lo stoccaggio



Codice	Descrizione	Pezzi per confezione	Cod. fabbricante
49BESM1PE34290	AIRTERA OPEP	12	PE-34290